

<b>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</b>	<b>PENGUNAAN <i>BABY INCUBATOR</i></b>		
	No. Dokumen  0109/SPO/ 14/II/2016	Revisi  0	Halaman  1/4
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit :  16 Februari 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan  <b>drg. Said Hassan, M.Kes</b>	
<b>PENGERTIAN</b>	Tatalaksana penggunaan <i>baby incubator</i>		
<b>TUJUAN</b>	Mencegah morbiditas dan mortalitas		
<b>KEBIJAKAN</b>	Surat Keputusan Direktur Nomor 0003/ RSSK/ SK/ 2016 tentang pelayanan maternal dan neonatal		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Lakukan cuci tangan</li><li>2. Identifikasi pasien</li><li>3. Hubungkan <i>stop contact</i> ke sumber listrik</li><li>4. Atur suhu <i>incubator</i></li><li>5. Siapkan bayi</li><li>6. Pasang <i>probe</i> di dada bayi</li><li>7. Lakukan observasi keadaan bayi</li><li>8. Lakukan cuci tangan</li><li>9. Dokumentasikan di Rekam Medis</li></ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Perinatal		