RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PENYIMPANAN SAMPEL								
	No. Dokumen	I	Revisi		Halaman				
	0012/SPO/07/I/2016	5	0		1/2				
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TanggalTerbit : 28 Januari 2016	Direktur R	Ditetapkan umah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes						
	Perlakuan untuk sampel yang tidak bisa dikerjakan secara langsung								
PENGERTIAN	dengan tujuan untuk menjamin mutu sampel tetap baik.								
TUJUAN	Agar sampel tersimpan aman dan masih dapat digunakan.								
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0011.2/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan Laboratorium								
	Spesimen yang sudah diambil harus segera di bawa kelaboratorium untuk diperiksa Apabila pemeriksaan terhadap specimen terpaksa harus ditunda maka harus memenuhi syarat sebaga iberikut : NO								
	A. HEMATOLOGI	JENIS	JML						
	1 Hematokrit penetapankac	Darah	2 ml	Na ₂ EDTA 1-1.5 mg/ ml darah	G.P				
PROSEDUR	2 Eritrosit, hitungjumlah	Darah	2 ml	Na ₂ EDTA 1-1.5 mg/ml darah	G.P				
	3 LED Westerg	gren Darah	2 ml	Na ₂ EDTA 1-1.5 mg/ml darah	G.P				
	4 LED Wintrob	be Darah	2 ml	Na ₂ EDTA 1-1.5 mg/ml darah	G				
	5 Lekosit, hitur	ngjumlah Darah	2 ml	Na ₂ EDTA 1-1.5 mg/ ml darah	G.P				
	6 Hemostasis	Darah	2 ml	Sitrat 1:9	P				
	7 Hemoglobin.	penetapa Darah	2 ml	Na ₂ EDTA 1-1.5 mg/ ml darah	G.P				
	8 Retikulosit, hitungjumlah	Darah	2 ml	Na ₂ EDTA 1-1.5 mg/ml darah	G.P				
	9 Sediaanapusc	darah Darah	2 ml	Na ₂ EDTA	G.P				

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PENYIMPANAN SAMPEL								
	No. Dokumen			Revisi			Halaman		
	0012/SPO/07/I/2016			0			2/2		
						1-1.5 mg/	ml darah		
	10	Trombosit		Darah	2 ml	Na ₂ EDT <i>A</i>		G.P	
	B. KI	MIA KLINIK				1			
	1 Guladarah			Darah	2 ml	NAF-Oksalat 4.5 mg/ml darah		G.P	
	2	Kolesterol		Serum	1 ml		_	G.P	
	3	SGOT		Serum	1 ml		-	G.P	
	4 5	Ureum Pemeriksaanurin	. 24	Serum Urin	I ml		- -5 ml/ urin jam.	G.P G.P	
	6	Protein penetapankuantit	tatif	Urin	5 ml	21	-	P	
	7	Reduksi		Urin	5 ml		-	P	
	C. M	 IKROBIOLOGI							
	1	1 Mycobacterium tuberculosis		sputum	secuk upnya			G.P	
	D. IMUNOSEROLOGI								
	1	Widal		Serum	1 ml		-	Т	
	3	VDRL HBs Ag		Serum	1 ml 2 ml		-	T G.P	
	4	HBs Ag HIV		Serum Serum	2 ml		-	U.r	
UNITTERKAIT	1. U	nit Kerja Labo	oratori	um;					