



<div>RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PEMELIHARAAN SYRINGE PUMP		
	No. Dokumen 0023/SPO/09/I/2016	Revisi	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 27 Januari 2016	Ditetapkan Direktur, drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	<p>Prosedur tetap pemeliharaan alat Syringe pump adalah bentuk standar mengenai langkah-langkah teknis yang harus diikuti oleh teknisi elektromedik dalam melaksanakan pemeliharaan alat Syringe Pump yang berdasarkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Prosedur ini disusun berdasarkan pada service manual dan petunjuk lain yang terikat, dengan urutan kerja :</p> <p>Pembersihan, pemulasan pengencangan, pengecekan fungsi dan kondisi bagian alat, penggantian bahan pemeliharaan, pemeriksaan kinerja, aspek keselamatan kerja dan penyetelan / adjustment.</p> <p>Kesimpulan hasil pemeliharaan alat baik atau alat tidak baik</p>		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none">1. Agar pemeliharaan dapat dilakukan sesuai prosedur yang benar.2. Alat selalu dalam kondisi siap laik pakai, sehingga usia teknis alat dapat tercapai.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Teknisi melihat jadwal pemeliharaan, kemudian menyiapkan alat kerja dan suku cadang yang diperlukan2. Setelah sampai diruangan teknisi minta ijin penanggung jawab ruangan untuk melakukan pemeliharaan3. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat4. Cek system catu daya5. Cek indikator dan alarm6. Cek penjepit syringe pump7. Cek system penggerakan alat8. Cek fungsi motor9. Cek sensor pada alat10. Teknisi mengisi kartu pemeliharaan alat dan jadwal pemeliharaan alat11. User menandatangani laporan kerja dan alat diserahkan kembali ke user		

RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	PEMELIHARAAN SYRINGE PUMP		
	No. Dokumen 0023/SPO/09/I/2016	Revisi	Halaman 2/2
UNIT TERKAIT	IPSRS, Semua ruangan yang menggunakan Syringe Pump		