



RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PEMBERSIHAN RUTIN INKUBATOR		
	No. Dokumen 0040/SPO/19/III/2016	No. Revisi 0	Halaman 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 17 Maret 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Proses membuang semua kotoran, debu, darah atau cairan tubuh lainnya serta mikroorganisme dari inkubator.		
TUJUAN	Agar Inkubator siap digunakan.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 0491/RSSK/SK/IX/2016 Tentang Pemberlakuan Pedoman PPI Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Lakukan cuci tangan2. Gunakan APD.3. Pastikan inkubator dalam keadaan off atau mesin mati.4. Pastikan inkubator tidak ada pasien (pindahkan pasien sementara ke inkubator lain)5. Keluarkan tempat tidur, linen bayi dari inkubator.6. Bersihkan dan keringkan air di dalam reservoir.7. Bersihkan semua kaki-kaki inkubator dengan detergen.8. Bersihkan semua bagian dalam inkubator dengan cairan klorin 0,5% (bahan non logam) dan teraline 70% (bahan logam)9. Bersihkan semua dinding inkubator dengan cairan klorin 0,5% (bahan non logam) dan teraline 70% (bahan logam)10. Bersihkan tempat tidur bayi dengan klorin 0,5%.11. Masukkan tempat tidur bayi ke dalam inkubator.12. Tutup pintu inkubator.13. Tulis tanggal dan bulan pembersihan inkubator, nama dan tanda tangan petugas pada lembar pembersihan inkubator yang tertempel disamping inkubator.14. Tulis tanggal pembersihan dan pembersihan ulang yang harus dilakukan dan ditempelkan pada samping kiri inkubator (ED 5 hari)15. Tutup inkubator dengan cover bed inkubator.16. Lakukan pembersihan ulang sesuai tanggal ED yang tertulis di inkubator atau segera setelah selesai pemakaian.17. Lepas APD18. Lakukan kebersihan tangan		

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	PEMBERSIHAN RUTIN INKUBATOR		
	No. Dokumen 0040/SPO/19/III/2016	No. Revisi 0	Halaman 2/2
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. Perinatologi2. Teknisi3. Petugas kebersihan4. Sanitasi-laundry		