

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PELAYANAN STERILISASI		
	No. Dokumen 0028/SPO/19/III/2016	Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 17 Maret 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Suatu proses pengolahan alat/bahan yang bertujuan untuk menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroba termasuk endospora dan dapat dilakukan dengan proses kimia/fisika.		
TUJUAN	Agar semua instrument dan linen siap digunakan serta terbebas dari mikroorganisme.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 1799/RSSK/SK/XII/2015 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman PPI Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	1. Memeriksa jumlah dan jenis alat/linen yang akan disteril. 2. Merendam dan mencuci alat sesuai prosedur, serta mengeringkannya. 3. Mengemas alat/linen yang akan disterilkan menggunakan pembungkus kain biru untuk alat ,kertas puyer untuk kassa, kain hijau untuk linen. 4. Mengemas ulang dengan menggunakan pembungkus <i>wrapping paper</i> dan memberi indikator serta pelabelan. 5. Menyusun alat/linen kedalam mesin dan mengoperasikan mesin sesuai program. 6. Mengeluarkan alat/linen dari mesin, mengontrol perubahan indikator, dan meletakkan ditempat yang sudah ditentukan sebagai ruang penyimpanan alat steril. 7. Pendokumentasian.		
UNIT TERKAIT	Central Supply Sterilization Unit		