


<div>RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PEMELIHARAAN BED SIDE MONITOR		
	No. Dokumen 0025/SPO/09/I/2016	Revisi	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 27 Januari 2016	Ditetapkan Direktur, drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Prosedur tetap pemeliharaan alat Bed Side Monitor adalah bentuk standar mengenai langkah-langkah teknis yang harus diikuti oleh teknisi elektromedik dalam melaksanakan pemeliharaan alat Bed Side Monitor yang berdasarkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Prosedur ini disusun berdasarkan pada service manual dan petunjuk lain yang terikat, dengan urutan kerja : Pembersihan, pemulasan pengencangan, pengecekan fungsi dan kondisi bagian alat, penggantian bahan pemeliharaan, pemeriksaan kinerja, aspek keselamatan kerja dan penyetelan / adjustment. Kesimpulan hasil pemeliharaan alat baik atau alat tidak baik		
TUJUAN	1. Agar pemeliharaan dapat dilakukan sesuai prosedur yang benar. 2. Alat selalu dalam kondisi siap laik pakai, sehingga usia teknis alat dapat tercapai.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	1. Teknisi melihat jadwal pemeliharaan, kemudian menyiapkan alat kerja dan suku cadang yang diperlukan 2. Setelah sampai diruangan teknisi minta ijin penanggung jawab ruangan untuk melakukan pemeliharaan 3. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat 4. Cek system catu daya 5. Cek indikator dan alarm 6. Cek fungsi tombol, indikator dan tampilan 7. Cek fungsi ECG, NIB , SpO2 dan Temperature 8. Cek alarm pada alat 9. Teknisi mengisi kartu pemeliharaan alat dan jadwal pemeliharaan alat 10. User menandatangani laporan kerja dan alat diserahkan kembali ke user		

**RS SITI KHODIJAH
PEKALONGAN**



PEMELIHARAAN BED SIDE MONITOR

No. Dokumen
0025/SPO/09/I/2016

Revisi

Halaman
2/2

UNIT TERKAIT

IPSRS, Semua ruangan yang menggunakan Bed Side Monitor