



<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	STERILISASI ALAT <i>RE USE</i>																																
	No. Dokumen 0023/SPO/19/III/2016	Revisi 0	Halaman 1/2																														
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 17 Maret 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes																															
PENGERTIAN	Alat yang bisa dilakukan proses sterilisasi berulang kali dengan penandaan warna.																																
TUJUAN	Untuk kendali biaya dan terjamin keamanan dalam penggunaannya.																																
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 1799/RSSK/SK/XII/2015 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman PPI Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.																																
PROSEDUR	<p>Persyaratan :</p> <div><div>1. Instrumen <i>single use</i> dengan harga yang mahal</div><div>2. Instrumen <i>single use</i> yang <i>dire-use</i> harus ditandai dengan warna sesuai tabel berikut:</div></div> <table><tr><td>No</td><td>Warna</td><td>Kode</td></tr><tr><td>1</td><td>Hijau</td><td>R-1</td></tr><tr><td>2</td><td>Biru</td><td>R-1</td></tr><tr><td>3</td><td>Kuning</td><td>R-3</td></tr><tr><td>4</td><td>Merah</td><td>R-4</td></tr><tr><td>5</td><td>Hitam</td><td>R-5</td></tr><tr><td>6</td><td>Merah muda</td><td>R-6</td></tr><tr><td>7</td><td>Ungu</td><td>R-7</td></tr><tr><td>8</td><td>Putih</td><td>R-8</td></tr><tr><td>9</td><td>Orange</td><td>R-9</td></tr></table> <p>Langkah :</p> <div><div>1. Kelompokkan alat berdasarkan proses <i>re-use</i> dan menyerahkan alat yang akan di <i>re-use</i> ke bagian <i>pre cleaning</i>.</div><div>2. Lakukan proses <i>cleaning</i> dan pemasangan kode warna atau angka <i>re-use</i> pada alat bila telah menerima alat dari petugas.</div><div>3. Lakukan proses <i>cleaning</i> berdasarkan kelompok alat yang di <i>re-use</i>.</div></div>			No	Warna	Kode	1	Hijau	R-1	2	Biru	R-1	3	Kuning	R-3	4	Merah	R-4	5	Hitam	R-5	6	Merah muda	R-6	7	Ungu	R-7	8	Putih	R-8	9	Orange	R-9
No	Warna	Kode																															
1	Hijau	R-1																															
2	Biru	R-1																															
3	Kuning	R-3																															
4	Merah	R-4																															
5	Hitam	R-5																															
6	Merah muda	R-6																															
7	Ungu	R-7																															
8	Putih	R-8																															
9	Orange	R-9																															

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	STERILISASI ALAT <i>RE USE</i>		
	No. Dokumen 0023/SPO/19/III/2016	Revisi 0	Halaman 2/2
	<ol style="list-style-type: none">4. Kemas dan tandai barang yang sudah bersih dari hasil proses <i>cleaning</i> dengan bahan pengemas yang sesuai.5. Pengemasan dan penandaan dilakukan dengan memberi dan menempelkan kertas label yang berwarna atau yang bertuliskan angka <i>re-use</i>.6. Lakukan proses steril dengan metode sterilisasi kimia dan pindahkan barang steril keruang penyimpanan.7. Bubuhkan paraf pada kertas bahwa alat telah memenuhi syarat.8. Simpan kertas tersebut pada rak yang tersedia		
UNITTERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Central Supply Sterilisation Unit</i>2. Kamar Operasi3. Instalasi Gawat Darurat4. Instalasi Rawat Inap5. Instalasi Rawat Inap		