



RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	PEMASANGAN VENTILATOR		
	No. Dokumen 0004/SPO/18/I/2016	Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 9 Januari 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Suatu tindakan menghubungkan alat bantu nafas mekanik pada jalan nafas pasien melalui pipa endotracheal		
TUJUAN	Untuk membantu memelihara pernapasan pasien agar oksigenasi tetap adekuat		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor : 1818/RSSK/SK/XII/2015 tentang Pelayanan Pasien Dengan Alat Bantu Hidup di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Mencuci tangan2. Menempatkan mesin ventilator yang telah dikalibrasi sesuai tempatnya3. Mengucapkan basmallah4. Memasang sarung tangan5. Memasang kabel power ke sumber daya6. Memasang selang gas O2 dan udara tekan ke outlet dinding7. Menyalakan mesin dengan menekan tombol ON8. Menekan START pada mesin ventilator9. Mengatur kalibrasi dan melakukan kalibrasi Tighness Test dan kalibrasi Flow Sensor10. Melakukan test dengan menggunakan balon test tunggu sekitar 5 menit11. Menyalakan humidifier12. Memilih mode yang sesuai. Mengatur kontrol setting dan mengatur setting alarm13. Bila alat sudah siap, menghubungkan breathing set ventilator dengan Endo Trakheal Tube14. Mengevaluasi respon pasien dan merapikan pasien15. Mengucapkan hamdallah dan salam penutup16. Mencuci tangan17. Dokumentasi		

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PEMASANGAN VENTILATOR		
	No. Dokumen 0004/SPO/18/I/2016	Revisi 0	Halaman 2/2
UNITTERKAIT	1. ICU		