



<div>RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PEMELIHARAAN BABY SCALE		
	No. Dokumen 0021/SPO/09/I/2016	Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 27 Januari 2016	Ditetapkan Direktur, drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	<p>Prosedur tetap pemeliharaan alat Baby Scale adalah bentuk standar mengenai langkah-langkah teknis yang harus diikuti oleh teknisi elektromedik dalam melaksanakan pemeliharaan alat Baby Scale yang berdasarkan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Prosedur ini disusun berdasarkan pada service manual dan petunjuk lain yang terikat, dengan urutan kerja :</p> <p>Pembersihan, pemulasan pengencangan, pengecekan fungsi dan kondisi bagian alat, penggantian bahan pemeliharaan, pemeriksaan kinerja, aspek keselamatan kerja dan penyetelan / adjustment.</p> <p>Kesimpulan hasil pemeliharaan alat baik atau alat tidak baik</p>		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none">1. Agar pemeliharaan dapat dilakukan sesuai prosedur yang benar.2. Alat selalu dalam kondisi siap laik pakai, sehingga usia teknis alat dapat tercapai.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Teknisi melihat jadwal pemeliharaan, kemudian menyiapkan alat kerja dan suku cadang yang diperlukan2. Setelah sampai ruangan teknisi minta ijin penanggung jawab ruangan untuk melakukan pemeliharaan3. Cek dan bersihkan seluruh bagian alat4. Cek gerakan mekanik pegas5. Cek posisi skala meter pada kondisi nol dengan mengatur zero adjustment6. Cek system penggerakan alat7. Teknisi mengisi kartu pemeliharaan alat dan jadwal pemeliharaan alat8. User menandatangani laporan kerja dan alat diserahkan kembali ke user		
UNIT TERKAIT	IPSRs, Semua ruangan yang menggunakan baby scale		

<div>RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PEMELIHARAAN BABY SCALE		
	No. Dokumen 0021/SPO/09/I/2016	Revisi	Halaman 2/1