



<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PENGUNAAN <i>CONTINOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE</i> (CPAP)		
	No. Dokumen 0070/SPO/ 14/II/2016	Revisi 0	Halaman 1/4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 16 Februari 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Prosedur dalam penggunaan <i>Continous Positive Airway Pressure</i> (CPAP)		
TUJUAN	Untuk mencegah morbiditas dan mortalitas		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 0003/ RSSK/ SK/ 2016 tentang pelayanan maternal dan neonatal		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Lakukan cuci tangan2. Pakai <i>handscoon</i>3. Identifikasi pasien4. Periksa kelengkapan nasal CPAP5. Pilih ukuran nasal prong sesuai dengan berat badan bayi6. Masukan Ujung sirkuit ekspirasi kedalam botol outlet sesuai besarnya tekanan positif yang dikehendaki7. Coba alat terlebih dahulu dengan cara mengaktifkan CPAP dan menutup kedua ujung nasal prong apabila muncul gelembung pada botol outlet berarti alat bekerja8. Tempatkan bayi di <i>incubator</i> atau didalam boks bayi sesuai indikasi.9. Pasangkan nasal prong di hidung bayi dengan nyaman, ujung nasal prong tidak mengenai septum nasi.10. Lakukan Setting awal nasal CPAP11. Lakukan observasi12. Lakukan pelepasan CPAP13. Lakukan cuci tangan		

<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	PENGUNAAN <i>CONTINOUS POSITIVE AIRWAY PRESSURE</i> (CPAP)		
	No. Dokumen 0070/SPO/ 14/II/2016	Revisi 0	Halaman 2/4
	14. Dokumentasikan Rekam Medis		
UNIT TERKAIT	Perinatal		