


<div>RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN</div> <div></div>	<div>PENGUNAAN PEMANCAR PANAS ( <i>INFANT WARMER</i> )</div>		
	<div>No. Dokumen</div> <div>0108/SPO/ 14/II/2016</div>	<div>Revisi</div> <div>0</div>	<div>Halaman</div> <div>1/1</div>
<div>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</div>	<div>Tanggal Terbit :</div> <div>16 Februari 2016</div>	<div>Ditetapkan</div> <div>Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan</div> <div> drg. Said Hassan, M.Kes</div>	
<div>PENGERTIAN</div>	Tatalaksana dalam pengoperasian alat <i>radiant warmer</i> sesuai petunjuk penggunaan alat		
<div>TUJUAN</div>	Untuk menjaga suhu tubuh bayi agar stabil		
<div>KEBIJAKAN</div>	Surat Keputusan Direktur Nomor 0003/ RSSK/ SK/ 2016 tentang pelayanan maternal dan neonatal		
<div>PROSEDUR</div>	<div><div>1. Hangatkan ruangan (minimal 22 derajat celcius) dimana pemancar panas akan digunakan</div><div>2. Bersihkan matras dan alas, tutup alas dengan kain bersih sebelum bayi diletakkan dibawah pemancar panas</div><div>3. Nyalakan alat 15 menit sebelum persalinan dipimpin dan atur suhu sesuai petunjuk (biasanya antara 36-37 derajat celcius)</div><div>4. Lakukan cuci tangan</div><div>5. Identifikasi pasien</div><div>6. Bayi hendaknya tidak menggunakan pakaian atau dibungkus selimut, sebaiknya dibiarkan menggunakan popok atau pempers saja</div><div>7. Pindahkan bayi ke ibu sesegera mungkin jika ada tindakan atau pengobatan yang diberikan. Agar bayi tidak kedinginan</div><div>8. Lakukan cuci tangan setelah tindakan</div><div>9. Dokumentasikan di RM (Rekam Medis)</div></div>		
<div>UNIT TERKAIT</div>	Perinatal		