



RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	MENCUCI MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH		
	No. Dokumen 0051/SPO/19/III/2016	Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TanggalTerbit : 17 Maret 2016	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan drg. Said Hassan, M.Kes	
PENGERTIAN	Membersihkan mobil ambulance atau mobil jennazah dari kotoran infeksius atau non infeksius dengan menggunakan air dan larutan disinfektan.		
TUJUAN	1. Agar mobil ambulance / mobil jenazah bersih dari kotoran infeksius. 2. Agar mobil ambulance / mobil jenazah selalu siap pakai.		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor 0491/RSSK/SK/XII/2016 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman PPI Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
PROSEDUR	1. Membawa mobil ke tempat cucian mobil infeksius. 2. Petugas memakai APD : apron, sarung tangan rumah tangga dan sepatu boot. 3. Menyiram mobil dengan air mengalir. 4. Membuat laruta diterjen dalam ember. 5. Mengelap/membersihkan mobil dengan larutan diterjen dengan merata sampai bersih. 6. Membersihkan ban mobil dengan larutan diterjen memakai sikat. 7. Membersihkan semua peralatan kesehatan dengan menggunakan kanebo yang dibasahi dengan larutan diterjen. 8. Membersihkan sisa diterjen pada peralatan kesehatan dengan kanebo yang dibasahi dengan air bersih. 9. Mengeringkan semua peralatan kesehatan dengan menggunakan kanebo kering. 10. Mengembalikan peralata kesehatan pada tempat semula.		

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN 	MENCUCI MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH		
	No. Dokumen 0051/SPO/19/III/2016	Revisi 0	Halaman 2/2
	<p>11. Membilas mobil dengan air mengalir / disemprot dengan kompresor.</p> <p>12. Mengeringkan mobil dengan kanebo.</p> <p>13. Membersihkan branskar dengan larutan clorin.</p> <p>14. Memasukkan branskar ke mobil kembali</p> <p>15. Setelah selesai mobil ambulance / mobil jenazah di parkir ke garasi.</p> <p>16. Petugas cuci tangan dengan air mengalir.</p>		
UNIT TERKAIT	<p>1. Sopir</p> <p>2. Bagian Umum</p> <p>3. Bagian pengadaan barang</p>		